

## Wózek spacerowy Kimba Spring

Dodany przez Kasia

poniedziałek, 01 listopada 2010 10:46 - Poprawiony poniedziałek, 01 listopada 2010 15:31

---



Sprawdzone rozwiązanie jakim jest Kimba Spring łączy w jednym produkcie funkcjonalność i praktyczność z atrakcyjnym wzornictwem. Aluminiowa rama typu Oversized sprawia, że wózek świetnie prezentuje się w porównaniu ze współczesnymi rozwiązaniami i trendami.

### Kimba Spring w skrócie (podstawowe cechy)

- Wózek składa się jednym, prostym ruchem
- Siedzisko może być ustawione w kierunku zgodnym lub odwrotnym do kierunku jazdy
- Rączka do pchania wózka z regulowaną wysokością
- Świetne zawieszenie
- Łatwo zdejmowane siedzisko
- Łatwość przystosowania do indywidualnych potrzeb
- Design zgodny z najnowszymi trendami

### Świetne zawieszenie sprawdzające się zarówno na nierównościach, jak i na gładkiej powierzchni

Kiedy wyruszasz na wyprawę, rozwiązania, które sprawdziły się już tysiące razy, także i teraz będą dla Ciebie gwarancją nieocenionych zalet. Zawieszenie wózka Kimba Spring podczas poruszania się po nierównym podłożu eliminuje wstrząsy tak, że dziecko może cieszyć się

wygoda i ergonomiczną pozycją nawet podczas przejażdżki w trudnym terenie ? na przykład po lesie. Co więcej, zawieszenie można także dopasować specjalnie do wagi dziecka.

W czasie spaceru możesz stale utrzymywać kontakt wzrokowy z dzieckiem ? wystarczy tylko, że przestawisz uchwyt na drugą stronę podstawy jezdnej. Pozycja może być swobodnie regulowana z poziomu uchwytu opiekuna ? kiedy na przykład chcesz zmniejszyć kąt oparcia i zmienić pozycję dziecka z aktywnego prostego na ustawienie spoczynkowe. Wysokość układu zmiany kąta siedziska można dowolnie regulować, aby inni członkowie rodziny lub Twoi przyjaciele mogli bez problemu sterować wózkiem.

Siedzisko wózka można usunąć jednym łatwym ruchem. Kiedy wracasz do domu, możesz po prostu zostawić podstawę jezdną w przedpokoju, a siedzisko przenieść na praktyczną podstawę przeznaczoną do użytku domowego, dzięki której, Twoje dziecko będzie stale znajdowało się we właściwej pozycji także w pomieszczeniach. Siedzisko można idealnie dostosować do proporcji ciała dziecka, co w praktyce zapewnia najlepszy poziom bezpieczeństwa i wsparcia rehabilitacji.

W ofercie znajduje się także wózek typu Kimba przeznaczony dla bliźniaków lub rodzeństwa (model Inline), a także model z trzema kołami, szczególnie dobrze sprawdzający się w mieście (model Kimba Cross), który można także łatwo zmodyfikować do wózka przyczepianego do roweru.

Wszystkie opisane funkcje można stosować także wtedy, gdy siedzisko zostanie zamontowane odwrotnie na podstawie jezdnej Kimba.

### **Składanie**

Opatentowany mechanizm składania umożliwia składanie w czasie kilku sekund nawet wtedy, gdy zamontowane jest siedzisko. Zatrzaski mechanizmu działają automatycznie, gdy wózek jest rozkładany. Jeżeli stosowane jest wielofunkcyjne siedzisko Kimba, aby uzyskać jak najmniejszą wielkość po złożeniu, oparcie można pochylić w dół do powierzchni siedziska.

### **Podstawy jezdne**

Zastosowanie aluminiowej konstrukcji i opatentowanego mechanizmu składania sprawia, że wszystkie przeznaczone do użytkowania na zewnątrz podłoża jezdne Kimba są bardzo stabilne a jednocześnie lekkie. Siedzisko można pochylać w obu kierunkach od  $-35^{\circ}$  do  $+35^{\circ}$ .

Szeroka gama dostępnych kół oraz regulacja rączki zapewnia dużą wygodę osobom pchającym wózek. Podstawy jezdne do wewnątrz w kombinacji tak z wielofunkcyjnymi siedziskami Kimba, jak i z siedziskami skorupowymi stosowane mogą być w domu, przedszkolu czy szkole.

## Wózek spacerowy Kimba Spring

Dodany przez Kasia

poniedziałek, 01 listopada 2010 10:46 - Poprawiony poniedziałek, 01 listopada 2010 15:31

---



Kimba Spring w szeregach dziecięcych, kółka przednie Opcjonalnie  
długość regulacji, regulacja wysokości oparcia i  
szeregach dziecięcych, kółka przednie Opcjonalnie  
długość regulacji, regulacja wysokości oparcia i  
szeregach dziecięcych, kółka przednie Opcjonalnie  
długość regulacji, regulacja wysokości oparcia i