



Fotelik Mygo firmy Leckey

MYGO to nazwa nowego fotelika dla dzieci łączącego wysoką jakość wykonania z unikalną funkcjonalnością. Fotelik posiada specjalny system pozycjonujący pozwalający na korekcję pozycji siedzącej dziecka - kształtując prawidłową postawę oraz jakże ważny nawyk przyjmowania właściwej pozycji podczas siedzenia.

System pozycjonujący składa się z elementów korekcyjno-podpórczych. W zależności od potrzeb poszczególne elementy mogą być łatwo regulowane i dostosowywane całkowicie indywidualnie. Unikatowe cechy fotelika, a w szczególności peloty biodrowe i lędźwiowe zapewniają rodzicom oraz dziecku wysoki komfort użytkowania (indywidualnego dopasowania przez rodziców do nierzadko zmieniających się potrzeb dziecka). Nowatorski system osiowania pomiędzy oparciem a siedziskiem powoduje, iż przy zmianie kąta oparcia - przejście do pozycji relaksacyjnej nie powoduje względnego wydłużenia oparcia, a co za tym idzie - nie uciskają dziecka boczne peloty w okolicy pachowej. W tym siedzisku wszystkie elementy przy zmianie kątów pociągają za sobą właściwą zmianę pelot, kamizelek i pasów pozycjonujących. Celem przy projektowaniu siedziska MYGO było właściwe pozycjonowanie miednicy, tułowia oraz kończyn i głowy. Siedzisko terapeutyczne przystosowane jest do pozycjonowania dziecka MPD z ograniczeniami ruchomości kończyn, dysproporcji w jej długościach oraz przy zaburzeniu napięcia mięśniowego. Wielopłaszczyznowa regulacja pelot, siedziska oraz oparcia decyduje o uniwersalności zastosowania tego samego urządzenia dla wielu dzieci.

O MYGO można śmiało powiedzieć, że rośnie razem z dzieckiem ponieważ parametry siedziska są regulowane i łatwo dają się zmieniać. Możemy więc siedzisko wydłużać jak i poszerzać, natomiast oparcie z zagłówkiem rozciągać. Również kąty oparcia i podnóżka są regulowane a także kąt całego fotelika pozwalający dziecku na przyjęcie pozycji siedzącej aktywnej (np. podczas jedzenia) jak i relaksującej (podczas odpoczynku).

Nie bez znaczenia jest fakt, iż siedzisko można przekładać na ramę jezdną (typ Kimba, Discovery) uzyskując w ten sposób wózek dziecięcy lub stosując podstawę pokojową systemu Kimba lub Spider. Siedzisko opcjonalnie można wyposażyć w blat z możliwością regulacji w 2 płaszczyznach. Pozwala to na wykorzystanie siedziska jako urządzenia wspomagającego rozwój psycho-ruchowy. MYGO można także umieścić na podwoziu dziecięcego wózka elektrycznego Skippi zapewniając dziecku mobilność i pewną niezależność.

Fotelik Mygo

Dodany przez Kasia

niedziela, 07 listopada 2010 15:18 - Poprawiony poniedziałek, 20 grudnia 2010 20:17

Źródło: www.ottobock.pl

Zdjęcia i informacje zostały wykorzystane za zgodą Otto Bock Polska Sp. z o.o.